

UROFLOWMETRIE – POUČENÍ

Vážený pane,

jste objednan k vyšetření proudu moče, které se používá k vyšetření funkčního stavu dolních močových cest, k eventuálnímu nastavení, úpravě či kontrole správné léčby Vašich močových obtíží.

K tomu, aby vyšetření bylo opravdu směrodatné, je nutno, abyste vymočil Váš zvyklý objem moče, nejméně ale 150-200 ml moče do speciálního přístroje - uroflowmetru, který proud moči pomocí počítače zachytí a pak jej následně vyhodnotím.

Proto je nutné před vyšetřením:

- 1. alespoň 2 hod. před vyšetřením nemočit***
- 2. během této doby vypít 1,5 – 2 l tekutin***
- 3. vyčkat nucení na močení – v tomto okamžiku zaklepat na dveře urologické ambulance, kde výše popsané vyšetření proběhne***

Dodržením těchto zásad bude vyšetření přínosem, nebude nutno jej opakovat a tím ušetříte svůj čas strávený ve zdravotnickém zařízení.

MUDr.Zbyněk Kúřil